



Salas De Instrumentos Científicos
INSTITUTO DE QUÍMICA - UNICAMP

Picnômetro de Hélio – Micromeritics Accupyc II 1340

Sobre as amostras:

- A amostra deve ser sólida, de preferência na forma de pó.
- Não é possível analisar líquidos ou sólidos em forma de lâmina
- Quantidade mínima amostra: 500mg a 1g

ATENÇÃO: Qualquer prejuízo decorrente de informações errôneas descritas nesta requisição será de responsabilidade do usuário/requerente

1. Dados do usuário/requerente (LETRA LEGÍVEL)

Nome: _____ Fone/ramal: _____

Orientador(a): _____ Data: ____/____/____

E-mail: _____

2. Informações sobre a(s) amostra(s) - Assinale com um "x"

- () corrosiva () explosiva () tóxica
() higroscópica () fotossensível

3. Procedência da(s) amostra(s): () Interna (do IQ/Unicamp) () Externa (fora do IQ/Unicamp)

4. Identificação das amostras

Nome da amostra
1)
2)
3)
4)
5)
6)

5. Assinatura do orientador: _____ Data: ____/____/____